








# СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ


Москва (495) 781 00 36 Хабаровск (4212) 46 00 70

dent@dent.rumail002@dent.ru www.dent.ru




2019 год



Артикул	Источник света	Освещенность	Цветовая температура	Опции	Цена доп. опций	Размеры	Вес	Цена		
Cloud new	C209	LED 209 - 290 W	4500 lux/1.2 m	3000 - 6500 K CRI94	Dimmer with remote Incl. Indirect light Dynamic light (Auto) Colour panel	250 € 290 € 750 €	1282 x 850 x 15 mm	20 kg	3080 €	
По своим размерам, бестеневой светильник Cloud идеален для стоматологических клиник и других мед. учреждений, где требуется специальное освещение. Возможно модернизировать светильник Cloud цветовыми панелями										
Halo	H1200	LED 175 W	200 - 4000 lux/1.2 m	6500 K CRI94	Dimmer with remote Flat-screen bracket	Incl. 320 €	1200 x 600 x 45 mm	16 kg	3260 €	
Энергосберегающий, простой в обращении и практически не требующий обслуживания супертонкий бестеневой светильник.										
Clair	CL104	LED 104 - 216 W	3000 lux/1.2 m	3000 - 6500 K CRI94	Dimmer with remote Indirect light Dynamic light (Auto)	Incl. 233 € 585 €	1530 x 670 x 59 mm	16.3 kg	2980 €	
Clair бестеневой светильник с низким потреблением энергии и минимальной тепловым излучением										
Brite	BR80	LED 106 W	9500 lux/0.6 m	3000 alt. 6500 K CRI94	Dimmer with remote Stand	153 € 220 €	1200 x 235 x 45 mm	5 kg	860 €	
Светильник бестеневой светодиодный Brite был специально разработан для получения идеально направленного света, подходит для стоматологических, зуботехнических, косметических кабинетов и офисов.										
Brite Mid	BR40	LED 53 W	4800 lux/0.6 m	3000 alt. 6500 K CRI94	Dimmer with remote Stand	153 € 220 €	640 x 235 x 45 mm	3 kg	597 €	
Светильник имеет то же назначение, что и Brite, но для небольших помещений.										
Brite Triton	BR120	LED 128 W	3450 lux/1.2 m	3000 alt. 6500 K CRI94	Dimmer with remote	166 €	1200 x 390 x 45 mm	7 kg	1230 €	
Светильник Brite Triton проедназначен для освещения больших помещений.										
Brite Triton D	BR120D	LED 128 W	3450 lux/1.2 m	3000 - 6500 K CRI94	Dimmer with remote Dynamic light (Auto)	Incl. Incl.	1200 x 390 x 45 mm	7 kg	1400 €	
Brite Triton D имеет такой же основной дизайн, как Brite Triton с той лишь разницей, что средняя секция заменена на теплое белое освещение (3000 K, которое можно отключить). Triton D также может динамически имитировать дневной свет.										

<b>Brite Tetron New</b>	<b>BR160</b>	<b>LED 212 W</b>	<b>4550 lux/1.2 m</b>	<b>3000 alt. 6500 K CRI94</b>	<b>Dimmer with remote</b>	<b>Incl.</b>	<b>1200 x 550 x 45 mm</b>	<b>11 kg</b>	<b>2080 €</b>	
Brite Tetron самый большой в семье Brite.										

**Гарантия на все светильники D-tec 5 лет**

Аксессуары	Светильник	Описание		Цена
Пульт управления	Все	Пульт управления для всех светильников		<b>39 €</b>
Держатель	Brite, Brite Mid	Подставка подходит для моделей Brite и Brite Mid. Может быть, например, прикреплена к столу.		<b>220 €</b>
Кронштейн плоского экрана	Halo	Легкий в установке кронштейн плоского экрана сконструированный для Halo, который можно добавить к новым или существующим светильникам.		<b>320 €</b>
Комплект тросов WT5	Все	4 троса (1,5 м) ВКЛ. 4 потолочных и 4 держателя		<b>95 €</b>
Несущая рейка 600	Все	2 направляющие (600 мм) ВКЛ. 4 зажима для потолочного монтажа.		<b>40 €</b>
Несущая рейка 1200	Все	2 направляющие (1200 мм) ВКЛ. 6 зажимов для потолочного монтажа.		<b>55 €</b>