

## Цены на продукцию Durr

от Стома-Денталь

01.04.2017 г.

Москва ( 495 ) 781 00 76 dent@dent.ru

Хабаровск ( 4212 ) 46 00 72 mail002@dent.ru

	Дезинфекция и стерилизация Durr	Цена, евро/уп	Расход при использовании
<b>4 цвета – 4 области</b> <b>Синий цвет</b> для инструментов ID (instruments disinfection) <b>Зеленый цвет</b> для поверхностей FD (front disinfection) <b>Розовый цвет</b> для кожи и рук HD (hand disinfection) <b>Желтый цвет</b> для специальных областей MD (master disinfection)			
<b>Дезинфекция и очистка поверхностей</b>			
FD 312	<b>FD 312</b> – концентрат без содержания альдегида для дезинфекции и очистки больших поверхностей, 2,5 л. Время экспозиции при 1% растворе 15 минут, при 2%- растворе 5 минут.	47,22	26 руб /1л
FD 322	<b>FD 322</b> – раствор без содержания альдегида для быстрой дезинфекции орошением или протиранием небольших поверхностей (подходит для обработки аппарата Vector), <b>готовый раствор 750 мл для HYGOWIP PLUS. Можно использовать диспенсер</b>	20,85	8 руб 1 салфетка
<b>Дезинфекция рук</b>			
HD 410	<b>HD 410</b> – готовый раствор для гигиенической и хирургической обработки рук, 400 мл. <b>Очень мягкий, не сушит, смягчает и увлажняет кожу рук. При использовании диспенсера расход 5-10 мл.</b>	11,50	20 руб 1 обработка
<b>Дезинфекция инструментов</b>			
ID 212	<b>ID 212</b> – раствор для дезинфекции и предстерилизационной очистки хирургических и стоматологических инструментов, <b>концентрат 2,5 л.</b> Универсальный, подходит для всех инструментов. <b>Концентрат, используется 2% раствор.</b> Колпачек содержит риски для правильного разведения. <b>В составе имеются компоненты для предстерилизационной очистки инструмента, антикоррозийная составляющая. Состав не изменяет свойств латекса. Не содержит альдегидов. Время экспозиции 2-5 мин.</b>	72,00	40 руб/ 1л
ID 220	<b>ID 220</b> – раствор для дезинфекции вращающихся стоматологических инструментов ручным способом или в ультразвуковой мойке, <b>готовый раствор 2,5 л. Имеет в составе спирты.</b> Не использовать для пластика и силикона. <b>Время экспозиции 30 сек. Не использовать пластиковые емкости. Срок действия раствора 7-10 дней.</b>	37,60	525 руб в неделю
FD 366	<b>FD 366</b> - Раствор для дезинфекции особо чувствительных поверхностей, <b>готовый раствор 2,5л. Снижено содержание спирта. В дополнение можно заказать дисперсные боксы с рулоном салфеток (180 шт)- получим одноразовые салфетки в рулоне. Очень экономично!</b> Можно обрабатывать дисплеи мониторов.	49,80	4 руб за 1 салфетку
<b>Средства для дезинфекции слепков</b>			
MD 520	<b>MD 520</b> – раствор для дезинфекции и очистки стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, коррозионностойких артикуляторов и т.д., <b>готовый раствор 2,5 л. Не дает усадки материала! Время экспозиции 5 минут,</b> растворяет биопленку. При использовании специального аппарата экономия жидкости. Расход 10 мл на 1 оттиск.	53,00	15 руб 1 оттиск
MD 530	<b>MD 530</b> Раствор 2,5 л для удаления цемента	35,20	
MD 535	<b>MD 535</b> Раствор 2,5 л для удаления гипса	65,80	
MD 555	<b>MD 555</b> Концентрированный раствор 2,5л cleaner чистящее средство. Растворяет биокарбонаты, можно использовать для пескоструйных аппаратов. Содержит кислоту. <b>НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО С OROTOL.</b> Используется 5% раствор.	65,00	91 руб/л
<b>Дезинфекция аспирационных систем и плевательниц</b>			
OroCup	<b>OroCup</b> – емкость для комфортабельной обработки аспирационных систем средствами Orotol Plus и Orotol Ultra, емкость 2л. Удобно для использования на 2 установки.	71,00	
Orotol Plus	<b>Orotol Plus</b> – раствор для дезинфекции и очистки аспирационных систем, наконечников к отсасывающим системам и плевательниц, <b>концентрат 2,5 л</b> <b>Используется в виде 2% р-ра. Пенегасящий материал. Растворяет биопленку, приятный запах, не содержит альдегиды. НЕ использовать р-р повышенной концентрации!</b>	70,90	40 руб/ 1л
Orotol Ultra	<b>Orotol Ultra</b> – порошок для очистки аспирационных систем, наконечников к отсасывающим системам и плевательниц, <b>500г. Используется в виде 2% р-ра. Пенегасящий материал. Растворяет биопленку, приятный запах, не содержит альдегиды. НЕ использовать р-р повышенной концентрации!</b>	30,00	