

Все это возможно при наличии выбора насадок предназначенных для конкретных манипуляций.

Именно это Вы найдете в нашей брошюре!



**Стома-Денталь**

**KAVO**


Dental Excellence


Артикул	Наименование	Описание	Цена, €
---------	--------------	----------	---------


**Скейлеры KaVo SONICflex**

0.571.5020	Скейлер воздушный SONICflex 2000 N	 <p>частота колебаний 6 000 Гц, амплитуда колебаний 160 мкм, эллиптическое движение насадки, ключ для смены насадок, со скейлерной насадкой SONICflex № 5 «Универсальная». Без подсветки</p>	592
------------	------------------------------------	---	-----

1.000.4243	Скейлер воздушный SONICflex LUX 2003 L	 <p>частота колебаний 6 000 Гц, 3 амплитуды колебаний. 120 мкм, 160 мкм, 240 мкм, эллиптическое движение насадки, ключ для смены насадок.</p>	991
------------	--	--	-----

1.000.4246	Скейлер воздушный SONICflex 2003	 <p>частота колебаний 6 000 Гц, 3 амплитуды колебаний. 120 мкм, 160 мкм, 240 мкм, эллиптическое движение насадки, ключ для смены насадок. Без подсветки</p>	752
------------	----------------------------------	--	-----

1.000.8333	Скейлер воздушный SONICflex LUX 2003 L с набором насадок	Скейлер воздушный SONICflex LUX 2003 L с набором насадок. С Подсветкой		1130
------------	--	---	--	------


1.000.8334	Скейлер воздушный SONICflex 2003 с набором насадок. Без подсветки	Скейлер воздушный SONICflex LUX 2003 с набором насадок. Без подсветки		999
------------	---	--	--	-----








1.005.9310	Скейлер воздушный SONICflex quick 2008 L	частота колебаний 6 000 Гц, 3 амплитуды колебаний. 120 мкм, 160 мкм, 240 мкм, эллиптическое движение насадки, очень тихая работа, для скейлерных насадок типа «А».	991
------------	---	---	-----

1.005.9311	Скейлер воздушный SONICflex quick 2008	частота колебаний 6 000 Гц, 3 амплитуды колебаний. 120 мкм, 160 мкм, 240 мкм, эллиптическое движение насадки, очень тихая работа, для скейлерных	814
------------	---	--	-----











1.007.1604	Скейлер воздушный SONICflex quick 2008 L С набором насадок	Скейлер воздушный SONICflex quick 2008 L, с набором насадок 1.005.9328 А (3 насадки).		1214
------------	--	--	---	------





## Насадки Снятие зубных отложений

0.571.5171 A:1.005.8949	Насадка No. 5	снятие зубного камня, насадка «универсал».		87
0.571.5181 A:1.005.8950	Насадка No. 6	снятие зубного камня, насадка «серп».		87
0.571.5191 A:1.005.8951	Насадка No. 7	снятие зубного камня, насадка «перо».		87
0.571.5371 A:1.006.1953	Насадка No. 8	снятие зубного камня, «перо, экстра длинная».		87
1.000.4983 A:1.005.9328	Набор насадок №5, №6, №7	Набор насадок SONICflex № 5, 6, 7 , снятие зубного камня, набор насадок (насадка «универсал», насадка «серп», насадка «перо»).		213






## Чистка

0.571.0401 A:1.006.1982	SONICflex clean No. 48	Насадка для щеток SONICflex clean для чистки зубов		87
0.571.0402	Щетка для чистки №1	Насадка-щетка <b>плоская малая</b> для чистки зубов		18
0.571.0412	Щетка для чистки №2	Насадка-щетка <b>плоская большая</b> для чистки зубов		18
0.571.0422	Щетка для чистки №3	Насадка-щетка <b>конус малый</b> для чистки зубов		30
0.571.0432	Щетка для чистки №4	Насадка-щетка <b>конус большой</b> для чистки зубов		30
0.571.0472	Щетка для чистки №7	Насадка-щетка <b>валик малый</b> для чистки зубов		30
0.571.0482	Щетка для чистки №8	Насадка-щетка <b>валик большой</b> для чистки зубов		18
0.571.0001 A:1.006.2026	Набор насадоу щеток для чистки (Насадка №48 + щетки №1, №2, №3, №4, №5, №6)	Набор насадок-щеток SONICflex clean для чистки зубов		173








## Пародонтологические

0.571.7402 A:1.006.1934	SONICflex paro No. 60	Длинная прямая насадка – с закругленной верхушкой. Щадящая чистка пародонтального кармана во время пародонтальной терапии; эффективная чистка пародонтальных карманов глубиной до 9 мм; область передних зубов, гладкие	87
			
0.571.7412 A:1.006.1935	SONICflex paro No. 61	Насадка с рабочим концом, изогнутым <b>влево</b> – с закругленной верхушкой. Щадящая чистка пародонтального кармана во время пародонтальной терапии; эффективная чистка пародонтальных карманов глубиной до 9	87
			
0.571.7422 A:1.006.1936	SONICflex paro No. 62	насадка с рабочим концом, изогнутым <b>вправо</b> – с закругленной верхушкой. Щадящая чистка пародонтального кармана во время пародонтальной терапии; эффективная чистка пародонтальных карманов глубиной до 9	87
			
0.571.0371	SONICflex paro tip set (60, 61, 62)	Набор насадок SONICflex paro № 60-62	213
			

## Обработка поверхности корня

0.571.5621 A:1.006.1957	SONICflex rootplaner No. 24	изогнутая влево, с небольшим расширением на дистальном конце и алмазным покрытием. Для труднодоступной зоны фуркации, обеспечивает доступ к проксимальным поверхностям корней зубов, даже при отсутствии пространства между зубами		104
0.571.5631 A:1.006.1959	SONICflex rootplaner No. 25	очистка поверхности корня зуба, насадка, изогнутая вправо, с небольшим расширением на дистальном конце.		104
0.571.5641 A:1.006.1961	SONICflex rootplaner No. 26	очистка поверхности корня зуба, «универсал», с небольшим расширением на дистальном конце.		104
0.571.5651 A:1.006.1963	SONICflex rootplaner No. 27	очистка поверхности корня зуба, «перио», с большим расширением на дистальном конце.		104
1.006.2022	SONICflex rootplaner	Набор насадок SONICflex rootplaner (A) для очистки поверхности корня		414




## Эндодонтия

1.000.5825 A:1.006.1992	Насадка SONICflex endo No. 66	алмазная для открытия устья корневого канала		87
1.000.5822 A:1.006.1994	Насадка SONICflex endo No. 67	алмазная для открытия устья корневого канала		87
1.000.5823 A:1.006.1996	Насадка SONICflex endo No. 68	алмазная для препарирования парапульпарной камеры		87
1.000.5827 A:1.006.1998	Насадка SONICflex endo No. 69	частично алмазная для ревизии корневого канала		87
1.000.5821 A:1.006.2000	Насадка SONICflex endo No. 70	частично алмазная для работа в пульповой камере		87
1.000.5828 A:1.006.2031	Насадка SONICflex endo tip set (66-70)	Набор насадок SONICflex endo № 66-70 для открытия устьев корневых каналов, препарирования парапульпарной камеры, ревизии пломбирования 5 шт		391
1.008.5163 A:1.008.5164	Насадка SONICflex endo clean Tip No.96	Набор насадок SONICflex endo clean №96, для создания доступа и препарирования корневого канала		98

## Иглы






1.006.2042	Насадка SONICflex endo clean 015 / XF	Иглы SONICflex endo clean № 015 А, для создания доступа и препарирования корневого канала	24
1.006.2043	Насадка SONICflex endo clean 020 / FF	Иглы SONICflex endo clean № 020 А, для создания доступа и препарирования корневого канала	24
1.006.2044	Насадка SONICflex endo clean 025 / MF	Иглы SONICflex endo clean № 025, для создания доступа и препарирования корневого канала	24
1.006.2045 A:1.007.1142	Насадка SONICflex endo clean SET	Набор насадок SONICflex endo, для создания доступа и препарирования корневого канала	132

## Препарирование бугров и фиссур









1.000.8323 A:1.007.1506	Насадка SONICflex seal No. 45	для минимально-инвазивной терапии кариеса	89	
0.571.7392 A:1.006.1988	Насадка SONICflex bevel No. 58	для минимально-инвазивной терапии кариеса с алмазным покрытием, мезиальная.	104	
0.571.7382 A:1.006.1990	Насадка SONICflex bevel No. 59	для минимально-инвазивной терапии кариеса, с алмазным покрытием, дистальная.	104	



## Микропрепарирование

0.571.6811 A:1.006.1969	Насадка SONICflex micro No. 30	Насадка SONICflex micro № 30 для минимально-инвазивной терапии кариеса с алмазным покрытием «полусфера, малая»		89
0.571.6801 A:1.006.1971	Насадка SONICflex micro No. 31	Насадка SonicFlex №31, минимально-инвазивная терапия кариеса, с алмазным покрытием «полусфера, малая», дистальная.		89
0.571.6831 A:1.006.1973	Насадка SONICflex micro No. 32	минимально-инвазивная терапия кариеса, с алмазным покрытием «полусфера, большая», мезиальная		89
0.571.6821 A:1.006.1975	Насадка SONICflex micro No. 33	Насадка SonicFlex №33, минимально-инвазивная терапия кариеса, с алмазным покрытием «полусфера, большая», мезиальная		89
0.571.0421 A:1.006.2023	Набор насадок SONICflex micro (30, 31, 32, 33, 58, 59, cassette)	Набор насадок SONICflex micro № 30-33, № 58,59 для минимально-инвазивной терапия кариеса		509




## Насадки с односторонним алмазным напылением и особым углом изгиба для аппроксимальной финишной обработки

0.571.7212 A:1.006.1983	SONICflex prep gold No. 49	препарирование, с алмазным покрытием, мезиальная.		104
0.571.7222 A:1.006.1984	SONICflex prep gold No. 50	для препарирования насадка с алмазным покрытием		104
1.006.2028	SONICflex prep gold tip set (49, 50) A	Набор насадок (A) SONICflex prep gold для препарирования		186
0.571.7262 A:1.006.1985	SONICflex prep ceram No. 51	препарирование, с алмазным покрытием, мезиальная.		87
0.571.7272 A:1.006.1986	SONICflex prep ceram No. 52	препарирование, с алмазным покрытием, дистальная.		87
1.006.2029	SONICflex prep ceram tip set (51, 52) A	препарирование.		186
1.008.6383 A:1.008.6384	SONICflex prep crown round Nr.97	круглая для препарирования		92
1.008.6385	SONICflex prep crown plain Nr.98	плоская для препарирования		92








## SONICflex - cariex D

1.000.7105 A:1.006.1980	SONICflex cari-ex D No. 42	алмазная для щадящего препарирования, шарик 0,8 мм .		87
1.000.7167 A:1.006.1981	SONICflex cari-ex D No. 43	алмазная для щадящего препарирования, шарик 1.2 мм.		87
1.006.2025	SONICflex cari-ex D Spitzensatz (42, 43) A	Набор насадок SONICflex cariex D № 42, 43 алмазных для щадящего препарирования, шарик 0,8 мм и шарик 1.2 мм диаметром		165











## SONICflex - cariex TC

1.000.7362 A:1.006.2002	SONICflex cari-ex TC No. 71	твердосплавная для щадящего препарирования большихполостей ( дентин), шарик 1.0 мм		87
1.000.7363 A:1.006.2004	SONICflex cari-ex TC No. 72	твердосплавная для щадящего препарирования большихполостей ( дентин), шарик 1.4 мм		87
1.006.2032	SONICflex cariex TC tip set (71, 72) A	Набор насадок A SONICflex cariex TC set A для минимально- инвазивной терапии кариеса		165

## Ретроградное препарирование

0.571.5541 A:1.006.2036	SONICflex retro No. 16	ретроградное препарирование корневого канала, «цилиндр, малый», изогнутая влево.		89
0.571.5581 A:1.006.2035	SONICflex retro No. 17	Насадка SONICflex № 17, ретроградное препарирование корневого канала, «цилиндр, малый», изогнутая вправо.		89
0.571.5521 A:1.006.2037	SONICflex retro No. 20	ретроградное препарирование корневого канала, «Т, малая», изогнутая влево.		89
0.571.5561 A:1.006.2038	SONICflex retro No. 21	Насадка SONICflex № 21, ретроградное препарирование корневого канала, «Т, малая», изогнутая вправо.		89
0.571.7342 A:1.006.2039	SONICflex retro No. 55	ретроградное препарирование корневого канала, для передних зубов.		89
0.571.7322 A:1.006.2040	SONICflex retro No. 56	Насадка SONICflex № 56, ретроградное препарирование корневого канала, «истмус», изогнутая влево.		104
0.571.7332 A:1.006.2041	SONICflex retro No. 57	ретроградное препарирование корневого канала		104


## Для кости

1.004.3875 A:1.006.2006	SONICflex bone tip No. 80	четырёхгранная для резекции корня зуба.		113
1.004.3876 A:1.006.2008	SONICflex bone tip No. 81	Насадка SONICflex № 81 насадка шаровидная с диаметром 18 мм с алмазным напылением для мобилизации костного окна при расширении синуса.		113
1.004.3877	SONICflex bone tip № 82	Без алмазного покрытия, сферическая, большая, для поднятия дна гайморовой пазухи.		133
1.004.3878 A:1.006.2012	SONICflex bone tip No. 83	Пила костная сагитальная. Расщепление кости, дистракция, естественное наращивание кости.		113
1.004.3879 A:1.006.2014	SONICflex bone tip No. 84	Пила костная аксиальная. Расщепление кости, дистракция, естественное наращивание кости.		113
1.006.0645 A:1.007.1624	SONICflex scaler tip Nr.85 sinus lift	Для мобилизации мембраны.		120
1.006.0741 A:1.007.1625	SONICflex bone tip No. 86	Для забора костной ткани.		113
1.006.1275 A:1.007.1626	SONICflex bone tip No. 87	«пила».		113
1.007.1627	SONICflex saw set A	Набор насадок SONICflex «пилы».		227
1.006.1405	Лезвия пил 5шт.			119



## Для CAD/CAM

1.002.1984 A:1.006.1977	Насадка SONICflex prep CAD-CAM mesial No. 34	для препарирования с алмазным покрытием, мезиальная		101
1.002.1986 A:1.002.1988	Насадка SONICflex prep CAD-CAM distal No. 35	для препарирования с алмазным покрытием, дистальная		101
1.002.1988 A:1.006.2024	Насадка SONICflex prep SONICflex prep CAD/CAM tip set (34, 35)	Набор насадок SONICflex CAD/CAM для препарирования		186

## Работа с цемен­тами

0.571.5431	SONICflex cem No. 12	Насадка SONICflex № 12 для уплотнения цемента при постановке вкладок со сменным колпачком		87
0.571.7142	CEM attachment			4
1.006.2021	SONICflex cem No. 12 A	Насадка SONICflex № 12 A для уплотнения цемента при постановке вкладок со сменным колпачком		87

## Для имплантатов

1.003.8167 A:1.006.2027	SONICflex implant set (48 + 10 pins)	для очистки шейки имплантата		126
1.003.8168	SONICflex implant refill 30 pins			96