

Все это возможно при наличии выбора насадок предназначенных для конкретных манипуляций.

Именно это Вы найдете в нашей брошюре!

Артикул	Наименование	Описание	Цена, €
---------	--------------	----------	---------

Скейлеры KaVo SONICflex



0.571.5020	Скейлер воздушный SONICflex 2000 N	частота колебаний 6 000 Гц, амплитуда колебаний 160 мкм, эллиптическое движение насадки, ключ для смены насадок, со скейлерной насадкой SONICflex № 5 «Универсальная». Без подсветки	802
------------	------------------------------------	--	-----




1.000.4243	Скейлер воздушный SONICflex LUX 2003 L	частота колебаний 6 000 Гц, 3 амплитуды колебаний. 120 мкм, 160 мкм, 240 мкм, эллиптическое движение насадки, ключ для смены насадок.	1226
------------	--	---	------

1.000.4246	Скейлер воздушный SONICflex 2003	частота колебаний 6 000 Гц, 3 амплитуды колебаний. 120 мкм, 160 мкм, 240 мкм, эллиптическое движение насадки, ключ для смены насадок. Без подсветки	967
------------	----------------------------------	---	-----



1.000.8333	Скейлер воздушный SONICflex LUX 2003 L с набором насадок	Скейлер воздушный SONICflex LUX 2003 L с набором насадок. С Подсветкой	1438
------------	--	--	------

1.000.8334	Скейлер воздушный SONICflex 2003 с набором насадок. Без подсветки	Скейлер воздушный SONICflex LUX 2003 с набором насадок. Без подсветки	1184
------------	---	---	------





1.005.9310 Скейлер воздушный SONICflex quick 2008 L частота колебаний 6 000 Гц, 3 амплитуды колебаний. 120 мкм, 160 мкм, 240 мкм, эллиптическое движение насадки, очень тихая работа, для скейлерных насадок типа «А».


1226

1.005.9311 Скейлер воздушный SONICflex quick 2008 частота колебаний 6 000 Гц, 3 амплитуды колебаний. 120 мкм, 160 мкм, 240 мкм, эллиптическое движение насадки, очень тихая работа, для скейлерных насадок типа «А».

967



1.007.1604 Скейлер воздушный SONICflex quick 2008 L С набором насадок Скейлер воздушный SONICflex quick 2008 L, с набором насадок 1.005.9328 А (3 насадки).



1438

Насадки Снятие зубных отложений

0.571.5171
A:1.005.8949 Насадка No. 5

снятие зубного камня,
насадка «универсал».





94



0.571.5181 A:1.005.8950	Насадка No. 6	снятие зубного камня, насадка «серп».		94
0.571.5191 A:1.005.8951	Насадка No. 7	снятие зубного камня, насадка «перо».		94
0.571.5371 A:1.006.1953	Насадка No. 8	снятие зубного камня, «перо, экстрa длинная».		94
1.000.4983 A:1.005.9328	Набор насадок №5, №6, №7	Набор насадок SONICflex № 5, 6, 7 , снятие зубного камня, набор насадок (насадка «универсал», насадка «серп», насадка «перо»).		269

Чистка

0.571.0401 A:1.006.1982	SONICflex clean No. 48	Насадка для щеток SONICflex clean для чистки зубов		118
0.571.0402	Щетка для чистки №1	Насадка-щетка плоская малая для чистки зубов		26
0.571.0412	Щетка для чистки №2	Насадка-щетка плоская большая для чистки зубов		26
0.571.0422	Щетка для чистки №3	Насадка-щетка конус малый для чистки зубов		26
0.571.0432	Щетка для чистки №4	Насадка-щетка конус большой для чистки зубов		26
0.571.0472	Щетка для чистки №7	Насадка-щетка валик малый для чистки зубов		26

0.571.0482	Щетка для чистки №8	Насадка-щетка валик большой для чистки зубов		26
0.571.0001 A:1.006.2026	Набор насадоу щеток для чистки (Насадка №48 + щетки №1, №2, №3, №4, №5, №6)	Набор насадок-щеток SONICflex clean для чистки зубов		198

Пародонтологические

0.571.7402 A:1.006.1934	SONICflex paro No. 60	Длинная прямая насадка – с закругленной верхушкой. Щадящая чистка пародонтального кармана во время пародонтальной терапии; эффективная чистка пародонтальных карманов глубиной до 9 мм; область передних зубов, гладкие поверхности		94
0.571.7412 A:1.006.1935	SONICflex paro No. 61	Насадка с рабочим концом, изогнутым влево – с закругленной верхушкой. Щадящая чистка пародонтального кармана во время пародонтальной терапии; эффективная чистка пародонтальных карманов глубиной до 9 мм.		94

0.571.7422
A:1.006.1936

SONICflex paro No.
62

насадка с рабочим
концом, изогнутым
вправо – с закругленной
верхушкой.
Щадящая чистка
пародонтального
кармана во время
пародонтальной терапии;
эффективная чистка
пародонтальных
карманов глубиной до 9
мм.



94

0.571.0371

SONICflex paro tip set
(60, 61, 62) Набор насадок SONICflex
paro № 60-62



266

Обработка поверхности корня





0.571.5621
A:1.006.1957

SONICflex rootplaner
No. 24



изогнутая влево, с
небольшим
расширением на
дистальном конце и
алмазным покрытием.
Для труднодоступной
зоны фуркации,
обеспечивает доступ к
проксимальным
поверхностям корней
зубов, даже при
отсутствии пространства
между зубами








118

0.571.5631 A:1.006.1959	SONICflex rootplaner No. 25	очистка поверхности корня зуба, насадка, изогнутая вправо, с небольшим расширением на дистальном конце.		118
0.571.5641 A:1.006.1961	SONICflex rootplaner No. 26	очистка поверхности корня зуба, «универсал», с небольшим расширением на дистальном конце.		118
0.571.5651 A:1.006.1963	SONICflex rootplaner No. 27	очистка поверхности корня зуба, «перио», с большим расширением на дистальном конце.		118
A:1.006.2022	SONICflex rootplaner	Набор насадок SONICflex rootplaner (A) для очистки поверхности корня		518

Эндодонтия




1.000.5825 A:1.006.1992	Насадка SONICflex endo No. 66	алмазная для открытия устья корневого канала		118
1.000.5822 A:1.006.1994	Насадка SONICflex endo No. 67	алмазная для открытия устья корневого канала		118

1.000.5823 A:1.006.1996	Насадка SONICflex endo No. 68	алмазная для препарирования парапульпарной камеры		118
1.000.5827 A:1.006.1998	Насадка SONICflex endo No. 69	частично алмазная для ревизии корневого канала		118
1.000.5821 A:1.006.2000	Насадка SONICflex endo No. 70	частично алмазная для работа в пульповой камере		118
1.000.5828 A:1.006.2031	Насадка SONICflex endo tip set (66-70)	Набор насадок SONICflex endo № 66-70 для открытия устьев корневых каналов, препарирования парапульпарной камеры, ревизии пломбирования 5 шт		557
1.008.5163 A:1.008.5164	Насадка SONICflex endo clean Tip No.96	Набор насадок SONICflex endo clean №96, для создания доступа и препарирования корневого канала		122
1.006.2042	Насадка SONICflex endo clean 015 / XF	Иглы SONICflex endo clean № 015 A, для создания доступа и препарирования корневого канала	30	
1.006.2043	Насадка SONICflex endo clean 020 / FF	Иглы SONICflex endo clean № 020 A, для создания доступа и препарирования корневого канала	30	
1.006.2044	Насадка SONICflex endo clean 025 / MF	Иглы SONICflex endo clean № 025, для создания доступа и препарирования корневого канала	30	
1.006.2045 A:1.007.1142	Насадка SONICflex endo clean SET	Набор насадок SONICflex endo, для создания доступа и препарирования корневого канала	165	

Препарирование бугров и фиссур

1.000.8323 A:1.007.1506	Насадка SONICflex seal No. 45	для минимально-инвазивной терапии кариеса		118
0.571.7392 A:1.006.1988	Насадка SONICflex bevel No. 58	для минимально-инвазивной терапии кариеса с алмазным покрытием, мезиальная.		118
0.571.7382 A:1.006.1990	Насадка SONICflex bevel No. 59	для минимально-инвазивной терапии кариеса, с алмазным покрытием, дистальная.		118

Микропрепарирование

0.571.6811 A:1.006.1969	Насадка SONICflex micro No. 30	Насадка SONICflex micro № 30 для минимально-инвазивной терапии кариеса с алмазным покрытием «полусфера, малая»		118
0.571.6801 A:1.006.1971	Насадка SONICflex micro No. 31	Насадка SonicFlex №31, минимально-инвазивная терапия кариеса, с алмазным покрытием «полусфера, малая», дистальная.		118
0.571.6831 A:1.006.1973	Насадка SONICflex micro No. 32	минимально-инвазивная терапия кариеса, с алмазным покрытием «полусфера, большая», мезиальная		118

0.571.6821
A:1.006.1975

Насадка SONICflex
micro No. 33

Насадка SonicFlex №33,
минимально-инвазивная
терапия кариеса, с
алмазным покрытием
«полусфера, большая»,
мезиальная



118

0.571.0421
A:1.006.2023

Набор насадок
SONICflex micro (30,
31, 32, 33, 58, 59,
cassette)

Набор насадок SONICflex
micro № 30-33, № 58,59
для минимально-
инвазивная терапия
кариеса



678

Насадки с односторонним алмазным напылением и особым углом изгиба для аппроксимальной финишной обработки адгезивных вкладок

0.571.7212
A:1.006.1983

SONICflex prep gold
No. 49

препарирование, с
алмазным покрытием,
мезиальная.



134

0.571.7222
A:1.006.1984

SONICflex prep gold
No. 50

для препарирования
насадка с алмазным
покрытием




134

A:1.006.2028

SONICflex prep gold
tip set (49, 50) A

Набор насадок (A)
SONICflex prep gold для
препарирования




249





0.571.7262
A:1.006.1985

SONICflex prep ceram
No. 51




препарирование, с
алмазным покрытием,
мезиальная.



134

0.571.7272 A:1.006.1986	SONICflex prep ceram No. 52	препарирование, с алмазным покрытием, дистальная.		134
A:1.006.2029	SONICflex prep ceram tip set (51, 52) A	препарирование.		249
1.008.6383 A:1.008.6384	SONICflex prep crown round Nr.97	круглая для препарирования		115
1.008.6385 A:1.008.6386	SONICflex prep crown plain Nr.98	плоская для препарирования		115



SONICflex - cariex D




1.000.7105 A:1.006.1980	SONICflex cari-ex D No. 42	алмазная для щадящего препарирования, шарик 0,8 мм .		118
1.000.7167 A:1.006.1981	SONICflex cari-ex D No. 43	алмазная для щадящего препарирования, шарик 1.2 мм.		118
A:1.006.2025	SONICflex cari-ex D Spitzensatz (42, 43) A	Набор насадок SONICflex cariex D № 42, 43 алмазных для щадящего препарирования, шарик 0,8 мм и шарик 1.2 мм диаметром		219

SONICflex - carieux TC





1.000.7362 A:1.006.2002	SONICflex cari-ex TC No. 71	твердосплавная для щадящего препарирования больших полостей (дентин), шарик 1.0 мм		118
1.000.7363 A:1.006.2004	SONICflex cari-ex TC No. 72	твердосплавная для щадящего препарирования больших полостей (дентин), шарик 1.4 мм		118
A:1.006.2032	SONICflex carieux TC tip set (71, 72) A	Набор насадок A SONICflex carieux TC set A для минимально-инвазивной терапии кариеса		219







Ретроградное препарирование

0.571.5541 A:1.006.2036	SONICflex retro No. 16	ретроградное препарирование корневого канала, «цилиндр, малый», изогнутая влево.		118
0.571.5581 A:1.006.2035	SONICflex retro No. 17	Насадка SONICflex № 17, ретроградное препарирование корневого канала, «цилиндр, малый», изогнутая вправо.		118
0.571.5521 A:1.006.2037	SONICflex retro No. 20	ретроградное препарирование корневого канала, «Т, малая», изогнутая влево.		118
0.571.5561 A:1.006.2038	SONICflex retro No. 21	Насадка SONICflex № 21, ретроградное препарирование корневого канала, «Т, малая», изогнутая вправо.		118



0.571.7342 A:1.006.2039	SONICflex retro No. 55	ретроградное препарирование корневого канала, для передних зубов.		118
0.571.7322 A:1.006.2040	SONICflex retro No. 56	Насадка SONICflex № 56, ретроградное препарирование корневого канала, «истмус», изогнутая влево.		118
0.571.7332 A:1.006.2041	SONICflex retro No. 57	ретроградное препарирование корневого канала		118

Для кости

1.004.3875 A:1.006.2006	SONICflex bone tip No. 80	четырехгранная для резекции корня зуба.		152
1.004.3876 A:1.006.2008	SONICflex bone tip No. 81	Насадка SONICflex № 81 насадка шаровидная с диаметром 18 мм с алмазным напылением для мобилизации костного окна при расирении синуса.		152
1.004.3877	SONICflex bone tip № 82	Без алмазного покрытия, сферическая, большая, для поднятия дна гайморовой пазухи.		151
1.004.3878 A:1.006.2012	SONICflex bone tip No. 83	Пила костная сагитальная. Расщепление кости, дистракция, естественное наращивание кости.		152

1.004.3879 A:1.006.2014	SONICflex bone tip No. 84	Пила костная аксиальная. Расщепление кости, дистракция, естественное наращивание кости.		152
1.006.0645 A:1.007.1624	SONICflex scaler tip Nr.85 sinus lift	Для мобилизации мембраны.		150
1.006.0741 A:1.007.1625	SONICflex bone tip No. 86	Для забора костной ткани.		150
1.006.1275 A:1.007.1626	SONICflex bone tip No. 87	«пила».		150
1.007.1627	SONICflex saw set A	Набор насадок SONICflex «пилы».		284
1.006.1405	Лезвия пил 5шт.			134

Для CAD/CAM

1.002.1984 A:1.006.1977	Насадка SONICflex prep CAD-CAM mesial No. 34	для препарирования с алмазным покрытием, мезиальная		134
1.002.1986 A:1.002.1988	Насадка SONICflex prep CAD-CAM distal No. 35	для препарирования с алмазным покрытием, дистальная		134