



Стоматологический операционный микроскоп LEICA M320 от Стома-Денталь

Стоматологический операционный микроскоп на мобильной стойке, с возможностью настенного и потолочного крепления, а также адаптации к стойке CENTRO.

- Апохроматический объектив LEICA Galileo
- Двойная светодиодная подсветка, яркость 100 000 люкс
- HD-видеокамера с функцией фото- и видеосъемки высокого разрешения и дистанционным управлением
- Документация фото- и видеоматериалов на карте формата SD до 32 Гб
- Оранжевый светофильтр для работы со светоотверждаемыми материалами
- Медицинский дизайн с минимальными зазорами и отсутствием кабелей
- Наносеребряное антибактериальное покрытие

С 15 октября 2016 года на все модели действует скидка 25%

LEICA M320 Value

Цена 931 140 руб.

Микроскоп операционный Leica M320,
стандартная комплектация Value
кат. **0.801.0500 VALUE**

- Версия для использования с напольной мобильной стойкой
- Наклонный несущий элемент
- Верхняя панель (top plate)
- 2 рукоятки управления
- Бинокулярный тубус, наклон 45°, тип II
- Окуляры 10x/21В, тип II
- Объектив: ахроматический f = 250 мм с ручной фокусировкой
- Защитное стекло для объектива
- Оранжевый светофильтр
- Двойная светодиодная подсветка операционного поля, мощность до 100 000 люкс
- Чехол защитный

Стойка напольная мобильная



LEICA M320 Advanced I Video

Цена 1 488 800 руб.

Микроскоп операционный Leica M320 Комплектация :
кат. **0.801.0500 ADVANCED I VIDEO**

- Версия для использования с напольной мобильной стойкой
- Наклонный несущий элемент
- 2 рукоятки управления
- Бинокулярный тубус, наклон 45°, тип II
- эргономическая вставка регулировки тубуса 5-25°
- Окуляры 12.5x
- Объектив: ахроматический f = 250 мм с ручной фокусировкой
- Защитное стекло для объектива
- Оранжевый светофильтр



– Двойная светодиодная подсветка операционного поля, мощность до 100 000 люкс

– Видеокамера высокого разрешения 10 Мп/Full HD

– Чехол защитный

LEICA M320 Advanced II Ergo

АКЦИОННАЯ Цена 1 446 120 руб.

**Микроскоп операционный Leica M320 Комплектация Advanced II Ergo:
кат. 0.801.0500 ADVANCED II ERGO**

– Версия для использования с напольной мобильной стойкой

– Наклонный несущий элемент

– 2 рукоятки управления

– Бинокулярный тубус с регулировкой 0-180°

– Окуляры 12,5x

– Объектив: ахроматический f = 250 мм с ручной фокусировкой

– Защитное стекло для объектива

– Оранжевый светофильтр

– Двойная светодиодная подсветка операционного поля, мощность до 100 000 люкс

– Чехол защитный

LEICA M320 Hi End

АКЦИОННАЯ Цена 1 718 550 руб.

**Микроскоп операционный Leica M320 Комплектация Hi End
кат. 0.801.0500 HI-END/ 0.801.0500 HI-END MF (с
объективом MULTI FOC)**

– Версия для использования с напольной мобильной стойкой

– Наклонный несущий элемент

– 2 рукоятки управления

– Бинокулярный тубус, регулировка 0-180°, тип II

– Окуляры 12,5x

– ErgonOptic Dent - переходник оптический с возможностью отклонения оптической оси

– Объектив: ахроматический f = 250 мм с ручной фокусировкой

– Защитное стекло для объектива

– Оранжевый светофильтр

– Двойная светодиодная подсветка операционного поля, мощность до 100 000 люкс - Видеокамера цифровая с функцией фото съемки высокого разрешения 10

Мп/Full HD

– Противовес

– Чехол защитный

– Кабель HDMI, длина 10 м.