

# Цены на продукцию DURR

от Стома-Денталь

2021 г.

Москва ( 495 ) 781 00 76 dent@dent.ru Хабаровск ( 4212 ) 46 00 72 mail002@dent.ru



Дезинфекция и стерилизация DURR		Цена розничная, евро/уп
<p><b>4 цвета – 4 области</b>  <b>Синий цвет</b> для инструментов ID (instruments disinfection) для поверхностей FD (front disinfection)  <b>Розовый цвет</b> для кожи и рук HD (hand disinfection) для специальных областей MD (master disinfection)</p>		<p><b>Зеленый цвет</b> <b>Желтый цвет</b></p>
Артикул	<b>Дезинфекция и очистка поверхностей</b>	Цена в Евро
CDF312C61	FD 312 – концентрат без содержания альдегида для дезинфекции и очистки больших поверхностей, 2,5 л Время экспозиции при 1% растворе 15 минут, при 2%- растворе 5 минут.	46,19
CCF360C35	FD 360 500 мл, 10 губок, распылитель Чистящее средство FD 360 для изделий из искусственной кожи и винила	35,84
<b>Дезинфекция рук</b>		
CDH410B35	HD 410 – готовый раствор для гигиенической и хирургической обработки рук, 500мл. Очень мягкий, не сушит, смягчает и увлажняет кожу рук. При использовании диспенсера расход 5-10 мл.	11,52
CDH410B9350	HD 410 10 л (кожный антисептик) для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов	149,74
CDH410B6150	HD 410 2,5 л (кожный антисептик) для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов	38,77
CDH410B5567	HD 410 1 л (кожный антисептик) для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов	16,32
CCN435C3150	HD 435 0.4л Лосьон для мытья кожи и рук, антибактер., с аллантаином, нейтр без мыла	7,50
<b>Дезинфекция инструментов</b>		
CDI212C6167	ID 212 – раствор для дезинфекции и предстерилизационной очистки хирургических и стоматологических инструментов, концентрат 2,5 л. Универсальный, подходит для всех инструментов. Концентрат, используется 2% раствор. Колпачек содержит риски для правильного разведения. В составе имеются компоненты для предстерилизационной очистки инструмента, антикоррозийная составляющая. Состав не изменяет свойств латекса. Не содержит альдегидов. Время экспозиции 2-5 мин.	61,25
CDF366A6167	FD 366 - Раствор для дезинфекции особо чувствительных поверхностей, готовый раствор 2,5л. Снижено содержание спирта. В дополнение можно заказать дисперсные боксы с рулоном салфеток (180 шт)- получим одноразовые салфетки в рулоне. Очень экономично! Можно обрабатывать дисплеи мониторов.	42,77
<b>Средства для дезинфекции слепков</b>		
CDA520C6167	MD 520 – раствор для дезинфекции и очистки стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, коррозионностойких артикуляторов и т.д., готовый раствор 2,5. Не дает усадки материала! Время экспозиции 5 минут, растворяет биопленку. При использовании специального аппарата экономия жидкости. Расход 10 мл на 1 оттиск.	39,91
CCA530C6167	MD 530 Раствор 2,5 л для удаления цемента	30,68
CCS555C6167	MD 555 Концентрированный раствор 2,5л cleaner чистящее средство. Растворяет биокарбонаты, можно использовать для пескоструйных аппаратов. Содержит кислоту. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО С OROTOL. Используется 5% раствор.	37,07

	<b>Дезинфекция аспирационных систем и плевательниц</b>	
<b>0780-350-00</b>	<b>OroCup</b> – емкость для комфортабельной обработки аспирационных систем средствами Orotol Plus и Orotol Ultra, емкость 2л. Удобно для использования на 2 установки.	<b>51,89</b>
<b>CDS110P6167</b>	<b>Orotol Plus</b> – раствор для дезинфекции и очистки аспирационных систем, наконечников к отсасывающим системам и плевательниц, <b>концентрат 2,5 л</b> <b>Используется в виде 2% р-ра. Пеногасящий материал. Растворяет биопленку, приятный запах, не содержит альдегиды. НЕ использовать р-р повышенной концентрации!</b>	<b>50,23</b>
<b>CDS120A67</b>	<b>Orotol Ultra</b> – порошок для очистки аспирационных систем, наконечников к отсасывающим системам и плевательниц, <b>500г. Используется в виде 2% р-ра. Пеногасящий материал. Растворяет биопленку, приятный запах, не содержит альдегиды. НЕ использовать р-р повышенной концентрации!</b>	<b>24,66</b>