








СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ D-ТЕС

Москва (495) 781 00 36 Хабаровск (4212) 46 00 70

dent@dent.rumail002@dent.ru www.dent.ru

2020 год




Артикул	Источник света	Освещенность	Цветовая температура	Опции	Цена доп. опций	Размеры	Вес	Цена		
Cloud	C209	LED 209 - 290 W	4500 lux/1.2 m	3000 - 6500 K CRI94	Диммер с пультом дистанционного управл. Отраженный свет Динамический свет (Auto) Цветовая панели Кронштейн для плоского экрана*	вкл. 250 € 290 € 750 € 340 €	1282 x 850 x 15 mm	20 kg	3200 €	
* Цветная панель и кронштейн для плоского экрана не могут быть объединены.										
По своим размерам, бестеневой светильник Cloud идеален для стоматологических клиник и других мед. учреждений, где требуется специальное освещение. Возможно модернизировать светильник Cloud цветовыми панелями										
Clair	CL104	LED 104 - 216 W	3000 lux/1.2 m	3000 - 6500 K CRI94	Диммер с пультом дистанционного управл. Отраженный свет Динамический свет (Auto)	вкл. 233 € 585 €	1530 x 670 x 59 mm	16.3 kg	2980 €	
Clair бестеневой светильник с низким потреблением энергии и минимальной тепловым излучением										
Brite U NEW	BR200	LED 265 W	4000 lux/1.2 m	6500 K CRI94	Диммер с пультом дистанционного управл. Кронштейн для плоского экрана	вкл. 340 €	1200 x 1110 x 45 mm	13 kg	2700 €	
Brite U - это наш самый широкий светильник из серии Brite, имеет те же преимущества, что и все остальные этой серии. Brite U прекрасно работает в помещении с потолочным стационарным освещением.										
Brite	BR80	LED 106 W	9500 lux/0.6 m	3000 alt. 6500 K CRI94	Диммер с пультом дистанционного управл. Держатель	153 € 220 €	1200 x 235 x 45 mm	5 kg	900 €	
Светильник бестеневой светодиодный Brite был специально разработан для получения идеально направленного света, подходит для стоматологических, зуботехнических, косметических кабинетов и офисов.										
Brite Mid	BR40	LED 53 W	4800 lux/0.6 m	3000 alt. 6500 K CRI94	Диммер с пультом дистанционного управл. Держатель	153 € 220 €	640 x 235 x 45 mm	3 kg	620 €	
Светильник имеет то же назначение, что и Brite, но для небольших помещений.										
Brite Triton	BR120	LED 128 W	3450 lux/1.2 m	3000 alt. 6500 K CRI94	Диммер с пультом дистанционного управл.	166 €	1200 x 390 x 45 mm	7 kg	1280 €	
Светильник Brite Triton проедназначен для освещения больших помещений.										
Brite Triton D	BR120D	LED 128 W	3450 lux/1.2 m	3000 - 6500 K CRI94	Диммер с пультом дистанционного управл. Динамический свет (Auto)	вкл. вкл.	1200 x 390 x 45 mm	7 kg	1460 €	




Brite Triton D имеет такой же основной дизайн, как Brite Triton с той лишь разницей, что средняя секция заменена на теплое белое освещение (3000 К, которое можно отключить). Triton D также может динамически имитировать дневной свет.

Brite Tetron	BR160	LED 212 W	4550 lux/1.2 m	3000 alt. 6500 K CRI94	Диммер с пультом дистанционного управл.	вкл	1200 x 550 x 45 mm	11 kg	2160 €
---------------------	--------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	------------	---------------------------	--------------	---------------

Brite Tetron самый большой в семье Brite.



Гарантия на все светильники D-tec 5 лет

Аксессуары	Светильник	Описание		Цена
Пульт управления	Все	Пульт управления для всех светильников		41 €
Держатель	Brite, Brite Mid	Подставка подходит для моделей Brite и Brite Mid. Может быть, например, прикреплена к столу.		220 €
Кронштейн плоского экрана	Halo	Легкий в установке кронштейн плоского экрана сконструированный для Halo, который можно добавить к новым или существующим светильникам.		335 €
Комплект тросов WT5	Все	4 троса (1,5 м) ВКЛ. 4 потолочных и 4 держателя		95 €
Несущая рейка 600	Все	2 направляющие (600 мм) ВКЛ. 4 зажима для потолочного монтажа.		40 €
Несущая рейка 1200	Все	2 направляющие (1200 мм) ВКЛ. 6 зажимов для потолочного монтажа.		55 €